Beschreibung



1. Free: Infusionsmodus (Free / Auto)

Alarm zum Infusionsende deaktivert 2. Batterie schwach Einstellungen gesperrt 4. Aktuelle Uhrzeit (Stunde / Minute) 5.

Ausgewählte Reservoirgröße (10 / 20ml)

Starten der Infusion

6.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display einzuschalten und halten Sie START gedrückt: Die Pumpe sendet ein tickendes Geräusch aus, gefolgt von einem langen akustischen Signal.

Drücken Sie MENU, um die Infusion zu starten.

Free CRONO P/ 10 57 DÊ .



	Stoppen der Infusion & Kolbenrücklauf				
	Halten Sie Tran stor gedrückt: Auf dem Display erscheint ein Menü mit zwei Optionen. Wählen Sie "Stop" und drücken Sie () www.), um die Infusion zu stoppen.	Infusion Stop Zurückziehe EXIT			
	Auf dem Display erscheint nun "STOP" und die Infusion ist unterbrochen.	Free STOP ₫ 19ml 10:01			
	Optional: Wählen Sie mit 🚺 🔽 "Zurückziehen des Schiebers" und bestätigen Sie mit 📖 .	Infusion Stop Zurückziehe EXIT			
	Optional: Entfernen Sie das Infusionsset und bestätigen Sie mit 📖 . Der Kolben fährt nun zurück.	Achtung ! Infusionsset			
l	Bolusgabe				
	Halten Sie während die Infusion läuft sedrückt, um eine Bolusgabe zu starten.	<mark>● Bolusdosis</mark> 0,24 ml			
	Die Pumpe schaltet nach der Bolusgabe automatisch wieder	●Free ▼ 98+26			

auf die Infusions-Ansicht und die Infusion wird fortgesetzt.

Die Infusion läuft nun

Fehler und Störungen

Display	Beschreibung	Maßnahme
ER.2	Fehler Sicherheitssystem	Drücken Sie
ER.3	Motorstörung	Drücken Sie
ER.4	Zurückziehen des Schiebers blockiert	1. Ursache beseitigen 2. Pumpe initialisieren
ER.5	Vorschubsystem blockiert	Drücken Sie
ER.6	Störung des Motors	Pumpe initialisieren
ER.7	Störung im Mikrocontroller-Schaltkreis	Drücken Sie
ER.8	Lesefehler Speicher	1. Pumpe initialisieren 2. Neu programmieren
ER.9	Fehler Motorsteuerkreis	Pumpe initialisieren
ER.11	Störung Vorschubmechanismus	Pumpe initialisieren
BATT	Batterie leer	Batterie wechseln
OCCL	Verschlussdruck- / Okklusionsalarm	1. Ursache suchen 2. Ursache beseitigen



💧 Friee.

🛛 14:47

F1 2.00 ml/h



Hersteller



CANÉ S.p.A. Medical Technology

Vertrieb durch: TMH MEDIZINHANDEL

MEDICAL TRADING & PHARMA CONSULTING

TMH Medizinhandel GmbH & Co. KG Helene-Kropp-Str. 1 47166 Duisburg Fon: +49 203 479721-0 Fax: +49 203 479721-88 Email: info@tmh-medizinhandel.de

Kurzgebrauchsanleitung

CRONO PAR4 20



4

Startet eine Bolusdosis während der Infusion



Zurück zum vorherigen Menü oder Status



- Startet/Stoppt die Infusion

- Unterbrechung Bolus, Schieber



- Hauptmenü
- Bestätigung ausgewählter Option oder Parameter



- Durch Menü scrollen
- Ausgewählten Parameter ändern

Die vorliegende Kurzanleitung stellt keine Alternative zum Lesen der in der Bedienungsanleitung enthaltenden Informationen dar, sondern lediglich eine übersichtliche Zusammenfassung.

Free-Modus / Auto-Modus

Halten Sie bei eingeschaltetem Display	gedrückt, wählen S	Sie "Einstellungen"
Wählen Sie im Menü "Einstellungen" mit	Free-Modus Einstellunaen Datum/Uhrzeit Spritzentyp Flussrate Bolusclosis Teilvolumen Alarme Infusionsende Füllvolumen Kesservieri Problemlösuna	Auto-Modus Einstellungen Datum/Uhrzeit Spritzentyp Zeitabläufe Bolusdosis Teilvolumen Alarme Infusionsende Füllvolumen Keserviert Problemlösung
Passen Sie mit 🗼 🔽 die Zahlenwerte an und wechseln Sie mit 🔤 zur nächsten Stelle.	Passwort eingeben [8000]	Passwort einaeben [8000]
Wählen Sie im "Reserviert"-Menü mit 🔐	Reserviert Modus AUTO/FREE Blockeinstellungen Bluetooth Zähler Verschlussdruck Dosisvolumen Sw-Version	Reserviert Modus AUIO/FREE Blockoeinstellungen Bluetooth Zähler Verschlussdruck Dosisvolumen SW-Version
Wählen Sie mit 🚺 🔽 den gewünschten Modus aus und bestätigen Sie mit 🕎	Modus AUTO/FREE AUTO	Modus AUTO/FREE AUTO
Wechsel Sie mit 🕥 zurück ins Einstellungsmenü. Wählen Sie mit 🔺 🚺 "Zeitabläufe" aus und bestätigen Sie die Auswahl mit 🚾.	JU	Auto-Modus Einstellungen Datum/Uhrzeit Spritzentyp Zeitfalskute Bolusdosis Teilvolumen Alarme Infusionsende Föllvolumen Reserviert Problemlösung
Wählen Sie mit A V "Zeitpläne" aus und bestätigen Sie die Auswahl mit GK.		Zeitabläufe Flussrate F1 Flussrate F2 Flussrate F3 Zeitpläne



Passen Sie mit 🚺 🚺 das Teilvolumen 20 20 an und bestätigen Sie mit Die Pumpe sendet ein akustisches Signal <u>Teilvolumen</u> Teilvolumen und der Kolben fährt entsprechend des 15 15 ml Teilvolumens vor. Einstellung Tastensperre Free-Modus Einstellungen Auto-Modus Einstellungen Wählen Sie im Menü "Einstellungen" mit Datum/Uhrzeit Datum/Uhrzeit Spritzentyp Spritzentyp ▲ ▼ "Reserviert" aus und bestätigen Zeitabläufe Flussrate Bolusdosis Bolusdosis Sie mit K. Sie werden aufgefordert das Teilvolumen feilvolumen Alarme Infusionsende Alarme Infusionsende Füllvolumen Füllvolumen Passwort einzugeben. eservier Reservie Problemlösund Problemlösuna Passen Sie mit 🚺 🔻 die Zahlenwerte Passwort einaeben Passwort einaeben [8000] [8000] an und wechseln Sie mit KIL zur nächsten Stelle. Free-Modus Auto-Modus Reserviert Reserviert Wählen Sie mit 🛕 🔻 Modus AUTO/FREE Modus AUTO/FREE Blockeinstellungen Blockeinstellungen "Blockeinstellungen" und bestätigen Sie Bluetooth Bluetooth Zähler Zähler mit MENU Verschlussdruck Verschlussdruck Dosisvolumen Dosisvolumen SW-Version SW-Version Setzen Sie die Blockeinstellung mit 🔺 🔻 <u>Blockeinstellungen</u> Blockeinstellungen auf "ON" oder "OFF" und bestätigen Sie ON ON mit MENU Einstellung Bolus Free-Modus Auto-Modus Einstellungen Einstellungen Datum/Uhrzeit Datum/Uhrzeit Wählen Sie im Menü "Einstellungen" mit Spritzentyp Spritzentyp Flussrate Zeitabläufe ,Bolusdosis" aus und bestätigen Bolusdosis Bolusdosis Teilvolumen Teilvolumen Sie mit MENU Alarme Infusionsen Alarme Infusionsende Füllvolumen Füllvolumen Reserviert Reserviert

Problemlösund

Problemlösuna

Teilvolumen

Teilvolumen

Wählen Sie "Volumen" und bestätigen Sie mit wew.	Bolusdosis Volumen Sperrzeit	Bolusdosis Volumen Sperrzeit
Passen Sie mit 🔺 💟 das Bolusvolumen an und bestätigen Sie mit 🚾.	2,00 ml	2,00 ml
Wählen Sie "Sperrzeit" aus und bestätigen Sie mit 🚾.	<u>Bolusdosis</u> Volumen Sperrzeit	<mark>Bolusdosis</mark> Volumen Sperrzeit
Passen Sie die Sperrzeit mit 🔺 🔰 an und bestätigen Sie mit 🚾.	<u>Sperrzeit</u> 20 _{Min.}	<u>Sperrzeit</u> 20 _{Min.}
Pumpe initialisieren		
Wählen Sie im Menü "Einstellungen" mit V A "Problemlösung" aus und bestätigen Sie mit wee	Free-Modus Einstellungen Datum/Uhrzeit Spritzentyp Flussrate Bolusdosis Teilvolumen Alarme Infusionsende Füllvolumen Reserviert Hroblemlösung	Auto-Modus Einstellungen Datum/Uhrzeit Spritzentyp Zeitabläufe Bolusdosis Teilvolurnen Alarme Infusionsende Füllvolurnen Reserviert Problemlösung
Bestätigen Sie mit 📖 "Gerät initialisieren".	Problemlösung Gerät initialisieren	Problemlösung Gerät initialisieren
Wählen Sie mit 🔺 🛡 "JA" und bestätigen Sie mit 🚾 .	<mark>Gerät initialisieren</mark> NEIN JA	Gerät initialisieren NEIN JA
Die Pumpe wird nun initialisiert.	Inifialisierung	Initialisierung